



# FIDATEVI DELLA PRECISIONE – **PANASIL®**

**SILICONE A PER IMPRONTA DI PRECISIONE**



**KETTENBACHDENTAL**  
Simply intelligent

# PRECISIONE SENZA COMPROMESSI

## Materiale per impronta di precisione (silicone A)

La famiglia di prodotti **Panasil®** comprende materiali innovativi perfettamente coordinati tra loro per tutte le tecniche di impronta e le indicazioni.

### IMPRONTA SIMULTANEA




**Panasil®** tray Soft Heavy

**GRADEVOLE VISCOSITÀ ELEVATA**




**Panasil®** initial contact Light

**A BASSA VISCOSITÀ, GENIALMENTE IDROFILO**



# PER QUALSIASI TECNICA E QUALSIASI INDICAZIONE

## DOPPIA IMPRONTA



IL PREFERITO



**Panasil® tray Fast Heavy**

**BREVE TEMPO DI PRESA**



**Panasil® Putty Fast**

**BUON RAPPORTO  
PREZZO-PRESTAZIONI**



**Panasil® binetics Putty Fast**

**VERO PUTTY, SI PRESTA  
MOLTO BENE AL TAGLIO**



**Panasil® initial contact X-Light**


**GENIALMENTE IDROFILO**



**Panasil® contact plus X-Light**

**A BASSISSIMA VISCOSITÀ**

**RAPIDO TEMPO DI PRESA**





KETTENBACHDENTAL

Simply intelligent

## IMPRONTA A SANDWICH



**Panasil®**  
binetics Putty Soft

**Panasil®** Putty Soft

**FACILMENTE IMPASTABILE, STABILE**



**Panasil®** initial contact Light

**A BASSA VISCOSITÀ,  
GENIALMENTE IDROFILO**

## IMPRONTA MONOFASICA




**Panasil®** monophase Medium

**DUREZZA FINALE ELEVATA**



**Panasil®** monophase Medium

**DUREZZA FINALE ELEVATA**




# ECCEZIONALE IDROFILIA FIN DAL PRIMO ISTANTE

## Misurazione dell'angolo di contatto


(parametro per l'idrofilia di un materiale)

Quanto più piatte sono le gocce, tanto più marcata è l'idrofilia del materiale



**Panasil® initial contact** mostra una diffusione estremamente rapida della goccia d'acqua e, nel confronto con la concorrenza, raggiunge l'angolo minimo di contatto dopo 3 secondi.

## ECCELLENTE IDROFILIA



- **Panasil® supera** immediatamente qualsiasi problema di **umidità residua** al contatto diretto con la superficie del dente e assicura un risultato preciso.



- **Panasil®** garantisce l'eccellente riproduzione dei margini di preparazione anche in **situazioni estreme**, quali ad es. difficoltà di emostasi.

# PANASIL® – ASSORTIMENTO

PUTTY	Panasil® Putty	Panasil® Putty Soft	Panasil® Putty Fast	
	Intro pack	–	REF 11120	REF 11140
		Base paste da 200 ml, catalyst paste da 200 ml, 2 cucchiari dosatori		
	Normal pack	REF 11101	REF 11121	REF 11141
	Base paste da 450 ml, catalyst paste da 450 ml, 2 cucchiari dosatori			
Economy pack	REF 11103	REF 11123	REF 11143	
	4 base paste da 450 ml, 4 catalyst paste da 450 ml, 2 cucchiari dosatori			
Panasil® binetics Putty Soft		Panasil® binetics Putty Fast		
Refill pack	REF 14703	REF 14701		
	2 cartucce da 380 ml			

HEAVY	Panasil® tray Soft Heavy	Panasil® tray Fast Heavy	Panasil® tray Soft Heavy Fast	
	Refill pack	REF 14707	REF 14705	–
		2 cartucce da 380 ml		
Normal pack	REF 13541	REF 13551	REF 13561	
	2 cartucce da 50 ml, 6 puntali di miscelazione, bianchi			

MEDIUM	Panasil® monophasic Medium		
	Refill pack	REF 14709	
		2 cartucce da 380 ml	
Normal pack	REF 13501		
	2 cartucce da 50 ml, 6 puntali di miscelazione, bianchi		

LIGHT	Panasil® initial contact X-Light/ X-Light Fast	Panasil® initial contact Light/ Light Fast	Panasil® initial contact Regular	
	Normal pack	REF 13401/ REF 13461	REF 13411 / REF 13471	REF 13431
		2 cartucce da 50 ml, 8 puntali di miscelazione, grigi		2 cartucce da 50 ml, 6 puntali di miscelazione, bianchi
	Bonus pack	REF 28300 / –	REF 28310 / –	–
	10 cartucce da 50 ml, 40 puntali di miscelazione, grigi			
Panasil® contact plus X-Light				
Normal pack	REF 11891			
	2 cartucce da 50 ml, 8 puntali di miscelazione, grigi			

