



COSÌ ADESIVO – MUCOPREN® SOFT

SILICONE A PER LA RIBASATURA MORBIDA



KETTENBACHDENTAL
Simply intelligent

MUCOPREN® SOFT

Ribasatura di protesi

Mucopren® Soft è un materiale per la ribasatura morbida permanente a lungo termine a base di silicone A per l'uso diretto o indiretto.



Particolare adesione durevole:

Eccellente fissaggio adesivo per protesi in resina grazie a Mucopren® adesivo brevettato

Sigillatura esclusiva grazie alla superficie in silicone liscia e idrofoba:

Impedisce la proliferazione batterica garantendo in tal modo condizioni igieniche nella protesi¹⁾



Semplice manipolazione e rapida lavorazione

Tempi brevi per la presa e tempi rapidi per il riposo garantiscono allo studio ed al laboratorio una gestione semplice ed efficace.

Favorisce il processo di guarigione in caso di impianti

Indicato anche per l'uso in implantologia per la perfetta osteointegrazione.



Comfort elevato

La morbida ribasatura è completamente inodore e insapore e consente di indossare la protesi nel modo più piacevole possibile.

¹⁾ Risultato di studi in-vitro in cui è stata dimostrata la possibilità di impedire la crescita di *Candida albicans* grazie alla superficie liscia in silicone

MANTIENE LE PROMESSE



ULTERIORI INDICAZIONI



- Per realizzare **ribasature che rimangono sempre morbide**
- Per scaricare zone interessate da **interventi chirurgici**
- Per compensare aree della mucosa a differente resilienza
- Per scaricare margini ossei a spigoli vivi
- Per ribasare **protesi provvisorie**
- Come **condizionatore della mucosa** in caso di stomatiti provocate da protesi
- Per la realizzazione e la ribasatura di **otturazioni**

Vantaggi dell'applicazione grazie al nuovo adesivo²⁾



STUDIO

3 MIN

È possibile continuare a lavorare la protesi dopo soli **3 minuti** di pausa dopo la rimozione dal cavo orale.



LABORATORIO

3 MIN

Il tempo di pausa si riduce ancora a soli **3 minuti** nella pentola a pressione o nel bagno d'acqua.

» **1 sola**
APPLICAZIONE
NECESSARIA



²⁾ Si riferisce alla versione ottimizzata del prodotto adesivo Mucopren®, introdotta per la prima volta nel 2023.

MUCOPREN® SOFT – ASSORTIMENTO

Mucopren® Soft

Mucopren® Soft Basic Set

REF 28105

50 ml Mucopren® Soft, 50 ml Mucopren® silicone sealant, 10 ml Mucopren® Adhesive, 6 puntali di miscelazione bianco, 16 puntali di miscelazione arancio, 1 porta pennelli, 20 pennelli monouso, 1 fresa in acciaio, accessori

Mucopren® Soft Normal pack

REF 15687

2 x 50 ml Mucopren® Soft, 6 puntali di miscelazione bianco

Mucopren® silicone sealant

REF 15686

50 ml Mucopren® silicone sealant, 8 puntali di miscelazione arancio

Mucopren® Adhesive

REF 14203

10 ml Mucopren® Adhesive



Specifiche tecniche

Nome del prodotto	Rapporto di miscelazione	Tempo di lavorazione a 23°C ≤	Tempo di permanenza in bocca a 35°C ≥	Bagno d'acqua	Tempo di presa totale ≥	Durezza Shore (ca.)
Mucopren® Soft – ribasatura diretta	1:1	02:15 min	03:15 min	Non pertinente	5:30 min*	A 28
Mucopren® Soft – ribasatura indiretta	1:1	02:15 min	Non pertinente	03:00 min	> 3 min	A 28
Mucopren® silicone sealant	1:1	01:30 min	Non pertinente	Non pertinente	6:30 min a 23°C	A 33

*Tempo di presa totale (rimozione dal cavo orale) dall'inizio della miscelazione

Kettenbach GmbH & Co. KG
Im Heerfeld 7
35713 Eschenburg · Germany
Telefono +49 (0)2774 7050
info@kettenbach.com
www.kettenbach-dental.it



062797_3525


KETTENBACHDENTAL
Simply intelligent