

PREVENZIONE

RESTAURO

IMPRONTA

FUTAR® – SEMPLIFICA LA REGISTRAZIONE DEL MORSO

SILICONE A PER LA REGISTRAZIONE DEL MORSO

ESCLUSIVO: SVILUPPO E PRODUZIONE AVVENGONO AL 100% IN GERMANIA

Solo da noi ogni fase, dall'ideazione alla realizzazione del prodotto finale, è interamente nelle nostre mani! Vera produzione tedesca, vera responsabilità, vera qualità su cui può contare.



MADE IN
GERMANY



www.kettenbach-dental.it

Forti in prevenzione – restauri – impronte.


KETTENBACHDENTAL
Simply intelligent

MATERIALI COLLAUDATI. CONFORTEVOLI E PRECISI.

FUTAR® D / FUTAR® D FAST

- Il prodotto più utilizzato in Germania*!
- L'elevata durezza finale garantisce un'ottima fresabilità e risultati precisi!

FUTAR® / FUTAR® FAST

- Sul mercato dal 1994, un classico della nostra gamma!
- Presa perfetta, flessibilità di lavorazione: estremamente facile da tagliare!

FUTAR® EASY

- Materiale rigido con bassa forza di estrusione – facile da applicare
- Si presta bene al taglio

FUTAR® CLEAR

- Controllo diretto del morso grazie al materiale trasparente
- Durezza finale confortevole A 62

Specifiche tecniche

TEMPO DI PRESA TOTALE**

1:00 MIN. – SEGMENTO

2:00 MIN. – ARCATA DENTALE

3:00 MIN. – ARCATA DENTALE



Cartuccia 1:1

FUTAR® Fast (Shore A 90)
FUTAR® D Fast (Shore-A 43)
FUTAR® Easy Fast (Shore A 90)
FUTAR® Clear Fast (Shore A 62)

FUTAR® (Shore A 90)
FUTAR® Easy (Shore A 90)
FUTAR® D (Shore A 43)

FUTAR® Clear (Shore A 62)

*Risultati di un test sui prodotti Futar® condotto su 80 dentisti (=160 casi clinici) in Germania, 2019.

** Tempo di presa totale (rimozione dal cavo orale) dall'inizio della miscelazione.

98%

dei pazienti valuta il
materiale come **MOLTO
BUONO O BUONO!***