



Sistema di
cartucce modificato



Sistema di
cartucce modificato

COOO SÌ COMODO È IDENTIUM®

IMPRONTA DI PRECISIONE



KETTENBACHDENTAL

Simply intelligent

IDENTIUM® – L'ECCEZIONALE COMBINAZIONE DI MATERIALI!

Materiale per impronte di precisione di generazione speciale

Combina i vantaggi di due collaudati materiali da impronta (silicone A e polietere) – Vinylsiloxanether®.




ESCLUSIVA PRESA D'IMPRONTA

- Impronta simultanea
- Impronta monofasica



INDICAZIONI

- Corone e ponti
- Inlay/Onlay
- Impronta funzionale
- Impianti
- Ricostruzioni combinate (impronta di fissaggio)
- Impronta pick-up



Impronta simultanea




Impronta dell'impianto



IDENTIUM® – COMODO IN TUTTE LE DIMENSIONI

Rimozione semplicissima dal cavo orale

Forze di trazione **2,6 volte** inferiori Identium® vs Impregum™*



La rimozione dalla bocca del paziente senza applicare alcuna forza evita deformazioni e irritazioni.


Per massima precisione.



Vantaggi che anche i vostri pazienti apprezzeranno.

Rapido tempo di presa totale

in caso di tempo di lavorazione sufficiente e breve permanenza nel cavo orale



Il tempo di lavorazione sufficiente vi consente di lavorare in tutta tranquillità.
Per massima precisione.

Eccellente fluidità



Con l'eccezionale scorrevolezza di **Identium® Light**, è possibile riprodurre con grande dettaglio anche i vuoti più stretti.
Per massima precisione.



- **Il materiale inodore e insapore** riduce il rischio di stimolo al vomito
- **Presa rapida ed estrazione semplice dal cavo orale** per una sensazione rilassante e gradevole
- **Inizialmente idrofilo** – buone prestazioni anche in presenza di umidità residua

PRESA D'IMPRONTA COMODA E PRECISA



FACILE RIMOZIONE DAL CAVO ORALE

BREVE TEMPO DI PERMANENZA
NEL CAVO ORALE

INIZIALMENTE IDROFILO

Disponibile nelle viscosità
Heavy, Medium e Light



Possibilità di scelta tra
velocità di presa
regular (4:30 min)
e **fast** (3:30 min)



Compatibile con tutti gli
apparecchi di miscelazione
reperibili in commercio



IDENTIUM® – ASSORTIMENTO

		Identium®			
HEAVY	Refill pack	Identium® Heavy	Identium® Heavy Fast		
		REF 14725 2 cartucce da 380 ml	REF 14727 2 cartucce da 380 ml		
MEDIUM	Refill pack	Identium® Medium	Identium® Medium Fast		
		REF 14717 2 cartucce da 380 ml	REF 14719 2 cartucce da 380 ml		
LIGHT	Normal pack	Identium® Light	Identium® Light Fast		
		REF 13701 2 cartucce da 50 ml, 8 puntali di miscelazione, grigi	REF 13711 2 cartucce da 50 ml, 8 puntali di miscelazione, grigi		
ACCESSORI	Identium® Adhesive	Dynamic Mixers	Mixing tips	Sympress Dispenser	Applyfix 5
	REF 14204 Flacone da 10 ml	REF 17900 45 pezzi bianco	REF 17226 / REF 17240 50 puntali di miscelazione, grigi / 100 puntali di miscelazione, grigi	REF 35910 Dispositivo elettrico di dosaggio e miscelazione	REF 17204 2 siringhe di applicazione, 12 puntali per siringa

Tutte le cartucce da 380 ml e 50 ml sono disponibili in un sistema di cartucce modificato.



APPUNTI

Kettenbach GmbH & Co. KG
Im Heerfeld 7
35713 Eschenburg · Germany
Phone +49 (0)2774 7050
info@kettenbach.com
www.kettenbach-dental.it


KETTENBACHDENTAL
Simply intelligent



062794_0525