

»» Il mio nuovo NUMERO UNO  
per impronte monofase ««

# VSXE<sup>®</sup> ONE

**NUOVO** prodotto  
**NUOVA** formulazione  
**NUOVI** vantaggi



COOOO SÌ AFFIDABILE  
NEI TRASFERIMENTI

**IMPRONTE DI PRECISIONE**

  
**KETTENBACHDENTAL**  
Simply intelligent

# VSXE® ONE – UNA COMBINAZIONE DI MATERIALI UNICA

# VSXE® ONE – DECISAMENTE IMPRESSIONANTE



## VSXE® One:

È il momento di cominciare con VSXE® One, il nuovo materiale specificamente ideato per impronte **monofase**, come le impronte per **impianti**.


A parte l'unicità del nome VSXE® One si distingue per la sua **attenzione esplicita alle impronte di fissaggio** e per le proprietà di un prodotto sviluppato con precisione e su misura per questa applicazione.

**NUOVO** prodotto  
**NUOVA** formulazione  
**NUOVI** vantaggi

## Indicazioni / Tecniche

VSXE® One è perfetto per:

- Impronte in implantologia
- Impronte di fissaggio
- Impronte funzionali



## VSXE® ONE, UNA NUOVA FORMULA D'ECCELLENZA:



### VIGOROUS (FORTE)

Trasferimento sicuro grazie alla **durezza finale straordinariamente alta** (Shore A 65), che garantisce il fissaggio affidabile dei monconi implantari.



### SEAMLESS (FLUIDO)

Eccellente scorrevolezza grazie alla combinazione unica della formulazione che garantisce una **copertura ottimale** dei monconi implantari nella fase di trasferimento.



### FORMULA X

Un **tempo di lavorazione lungo** e un **tempo di presa breve**, che prevengono potenziali deformazioni durante la fase di presa e migliorano il **comfort del paziente**.



### EFFORTLESS (CONFORTEVOLE)

**Facilità di rimozione** dal modello e dalla bocca del paziente e al tempo stesso protezione da estrazioni indesiderate.

= IL TUO NUOVO **#ONE** PER IMPRONTE MONOFASE!



VANTAGGI CHE  
RIMANGONO IMPRESSI



... nello studio o in laboratorio!

**80%**

DEI PARTECIPANTI CONSIDERA VSXE® ONE UNA **ALTERNATIVA EQUIVALENTE** AL MATERIALE DA IMPRONTA IN POLIETERE MONOFASE USATO IN PRECEDENZA.\*

\*Risultati del test in-vivo sul campo con VSXE® One: documentati 80 casi di pazienti della Germania, nel 2023.

# VSXE® ONE – LA GAMMA



## VSXE® One

380 ml **Confezione intro** 5:1   
Cartuccia da 380 ml, 10 ml di adesivo,  
10 miscelatori dinamici, 1 siringa di applicazione

REF 14732

760 ml **Confezione refill** 5:1   
2 cartucce da 380 ml

REF 14733

## Accessori

### Adesivo universale

Flacone da 10 ml

REF 14206

### Miscelatori dinamici

45 pezzi, azzurri

REF 17900

### Dispenser Sympress

Dispositivo elettrico di  
dosaggio e miscelazione

REF 35910

### Applyfix 5

2 siringhe di applicazione,  
12 puntali per siringa

REF 17204



## NOTE

Kettenbach SNC  
7, Place de la Gare  
57200 Sarreguemines · France  
info@kettenbach.com  
www.kettenbach-dental.it

Non per l'uso la vendita e  
la distribuzione in Germania.



0610773\_1024

  
**KETTENBACHDENTAL**  
Simply intelligent