




COOOO SÌ STABILE  
È **VISALYS**<sup>®</sup> CORE

RICOSTRUZIONE DI MONCONI E FISSAGGIO DI PERNI RADICOLARI



**KETTENBACHDENTAL**

Simply intelligent

# VISALYS® CORE – ECCEZIONALE BASE DI RICOSTRUZIONE

**Materiale a polimerizzazione duale per la  
ricostruzione di monconi e il fissaggio di perni radicolari**

Visalys® Core – appositamente concepito per ricostruzioni di monconi complesse e a mano libera.



## ECCELLENTE STABILITÀ

- A fronte di ottime caratteristiche di fluidità



## ESCLUSIVA ACTIVE- CONNECT-TECHNOLOGY

- Per un'adesione ottimale
- Utilizzabile con tutti gli adesivi normalmente disponibili in commercio

## RIFINITURA SIMILE ALLA DENTINA



## PRIVO DI BISFENOLO A




Premiato dagli esperti di  
“The Dental Advisor”

# VISALYS® CORE – RISULTATI STABILI




## Adesione tra Visalys® Core e dentina con diversi adesivi



Visalys® Core raggiunge l'adesione clinicamente rilevante di circa 10 MPa con tutti i materiali.

## Profondità media di asportazione durante la rifinitura di diversi materiali per la ricostruzione di monconi



Visalys® Core può essere rifinito con precisione simile alla dentina.

# VISALYS® CORE – ASSORTIMENTO



## Visalys® Core

<b>Intro pack</b>	Bianco Dentina	Siringa automiscelante da 9 g (5 ml), 10 puntali di miscelazione, marrone, 5 Intraoral tips, 5 Endo tips
<b>Normal pack</b>	Bianco Dentina	2 siringhe automiscelanti da 9 g (5 ml), 20 puntali di miscelazione, marrone, 10 Intraoral tips, 10 Endo tips
<b>Normal pack</b>	Bianco Dentina	Cartuccia da 45 g (25 mL), 20 puntali di miscelazione, giallo, 20 Intraoral tips



## APPUNTI

---



---



---



---



---

Kettenbach SNC  
7, Place de la Gare  
57200 Sarreguemines · France  
Tel.: +33 3 87 28 86 17  
Mobile: +33 6 43 27 82 04  
contact-fr@kettenbach.com  
www.kettenbach-dental.it

  
**KETTENBACHDENTAL**  
Simply intelligent



062791\_1024