

# SEMPLICE ABBINAMENTO CROMATICO

WITH **VISALYS® FILL** & **VISALYS® FLOW**

NOVITÀ



FLEX  
SHADE  
SYSTEM

Il **FLEX SHADE SYSTEM** consente di lavorare  
in modo efficiente con soli **7 COLORI**  
per i restauri estetici

VEDERE  
RETRO



**KETTENBACHDENTAL**

Simply intelligent

# SEMPLICE ABBINAMENTO CROMATICO GRAZIE AL FLEX SHADE SYSTEM

Qui è possibile trovare i colori principali Visalys® Fill & Visalys® Flow a sinistra e gli abbinamenti ottimali dei colori Vita<sup>1)</sup> a destra

## COLORI DEI PRODOTTI

**A1**

LIGHT BRIGHT

**A2**

BRIGHT

**A3**

MEDIUM BRIGHT

**A3.5**

MEDIUM DARK

**A4**

DARK

## DENTI VITA (incl. otturazione da colori Visalys® Fill)<sup>1)</sup>



A1



B1



C1



A2



B2



D2



A3



B3



D3



D4



A3.5



C2



C3



B4



A4



C4



In caso di colore particolarmente chiaro dei denti, utilizzare il colore BL<sup>2)</sup>

## COLORI DEI PRODOTTI

**BL**

WHITE

## DENTI VITA (incl. otturazione da colore Visalys® Fill BL)<sup>2)</sup>



OM1



OM2



OM3



In presenza di cavità decolorate, è sufficiente coprire con OA2

## COLORI DEI PRODOTTI

**OA2**

OPAQUE

## DENTI VITA (incl. otturazione da colori Visalys® Fill)<sup>1)</sup>



A1



A4

Strato 1: otturazione con Visalys® Fill colore **OA2**

Strato 2: otturazione con Visalys® Fill colore **A1**

Strato 1: otturazione con Visalys® Fill colore **OA2**

Strato 2: otturazione con Visalys® Fill colore **A4**



Qui è possibile trovare  
**OTTURAZIONI IN  
DENTI UMANI**



**MAGGIORI  
INFORMAZIONI**



<sup>1)</sup> Otturazioni di classe 1 in denti protesici, ad es. con Visalys® Fill per dimostrare la coerenza del Flex Shade Systems.

<sup>2)</sup> Otturazioni di classe 4 in denti protesici, ad es. con Visalys® Fill per dimostrare la coerenza del Flex Shade Systems.